

LA ELECCIÓN IDEAL

FlexiMag Plus ofrece ventilación de alto rendimiento, tanto Invasiva como No Invasiva, monitoreo integral y funciones de tratamiento eficaces. Ideal UCI Adulta, Pediátrica o Neonatal



INTERFACE INTUITIVA

La interfaz intuitiva de FlexiMag Plus reduce el tiempo de configuración del parámetro y el ajuste de las alarmas, ayudando al equipo clínico a dedicarse a otras actividades que ayudan a la recuperación del paciente.

ACCESORIOS

Sensores de flujo de alto desempeño para utilizados en paciente Neonatal, Pediátrico y Adulto.

Disponibles en versiones para usarse de forma:

- DISTAL
- PROXIMAL



Sensor Distal: 1703938
Desarrollado para ser utilizado en cualquier tipo de paciente.

Sensores proximales: 1705043
Kit con 3 sensores esterilizables: 1 Adulto, 1 Pediátrico, 1 Neonatal y 1 Conector universal con línea de silicona



MAGNAMED

Innovación inteligente para la vida



FLEXIMAG PLUS

Sinronía inteligente en la ventilación mecánica